

CE



**CYPRESS  
DIAGNOSTICS**

CM001N  
Русский

# CYANScope

## Микроскоп



Уважаемые работники здравоохранения,

Спасибо за ваш интерес, мы ценим это!

Cypress Diagnostics предоставляет все необходимые инструменты и растворы для клинических лабораторий по всему миру для получения четких и точных диагностических результатов.

Мы производим оборудование, необходимое для работы с образцами, анализаторы для выполнения тестирования, реактивы для проведения тестов и все больше и больше, платформы программного обеспечения для отчетов о результатах.

Cypress Diagnostics является поставщиком для малых и средних клинических лабораторий.

Мы, компания, ориентированная на качество, имеющая сертификат ISO и CE утвержденную продукцию. Наши производственные мощности расположены в Hulshout, Бельгия. Наша продукция является предпочтительной и оценена в более чем 100 странах по всему миру. Компания Cypress Diagnostics является семейным бизнесом. Мы были основаны в 1995 году в городе Левен, Бельгия.

Мы работаем исключительно через отобранных и обученных дистрибьюторов.

Мы продаем качественные инструменты и обслуживание клиентов является неотъемлемой частью нашей политики в области качества.


Все наши продукты поставляются с послепродажным обслуживанием и гарантией производительности. Пожалуйста, не стесняйтесь связываться с нашим местным дистрибьютором для получения дополнительной информации

Наши последние инструкции и каталоги можно скачать на [www.diagnostics.be](http://www.diagnostics.be).

Проверьте разницу!

С уважением,

Команда Cypress Diagnostics



## CM001N CYANScope

Биологический микроскоп **CYANScope** будет превосходной оптикой для Вашей лаборатории. Он был разработан и прошел испытания, чтобы стать правильным выбором для Вашей лаборатории. Это поможет Вам эффективно идентифицировать малярию и другие диагнозы.


Выберите **CYANScope** и получите следующие преимущества:

- Дополнительные широкие окуляры
- Источник света непрерывно регулируется светодиодной лампой
- Основной корпус выполнен из алюминиевого сплава, структура стабильна и легко переносить с собой
- Предохранительный рычаг предотвращает столкновение объективов с покровными стеклами
- Удобное наблюдение с регулируемым межзрачковым расстоянием



Технические характеристики:

Конденсор	конденсор Аббе, числовая апертура 1,25 МИ
Окуляр	Дополнительное Широкое Поле: 10 x 20 мм и 10 x 18 мм
Освещение	S-LED 1 Вт
Межзрачковое расстояние	48 - 75 мм
Фокусировка	Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки диапазон перемещения: 20 мм порядок деления: 0002 мм
Объективы	Объективы semi-plan: 4x; 10x; 40x; 100x
Питание	110/220В - 50/60 Гц
Насадка	Четырехгнездный револьвер
Корпус	Механический пластина корпуса: 140 x 140 мм диапазон перемещения: 75 x 50 мм
Размер	420 x 200 x 410 мм (Д x Ш x В) - база: 270 x 200 мм (Д x Ш), 8 кг
Насадка для наблюдения	Бинокуляр Siedorpf; угол наклона 30 °
Высота насадки	392 мм



Характеристики объектива:

Увеличение	Числовая апертура	Фокусное расстояние (мм)	Рабочая длина (мм)	Объектив
4x	0,10	45,30	17,00	Сухой
10x	0,25	17,96	6,00	Сухой
40x	0,65	4,50	0,37	Сухой
100x	1,25	1,81	0,13	Масло /иммерсия

Характеристики окуляра:

Окуляр	Увеличение	Фокусное расстояние (мм)	Поле просмотра (мм)
Дополнительные широкопольные окуляры	10x	25	φ20
Дополнительные широкопольные окуляры	10x	25	φ18

Дополнительные аксессуары:

- Фильтр (зеленый)
- Иммерсионное масло
- 1 запасной предохранитель
- Покрытие от пыли
- 4 объектива (4x, 10x, 40x, 100x)
- Черный пластиковый крючок
- 4 штуки 10x окуляров

Код заказа:

- CM001N: **CYANScope**

Вспомогательные продукты:

- CM001-S10: набор фазового контраста
- CM001-S11: Конденсор масляного темного поля

Контакты: e-mail: [cypress@diagnostics.be](mailto:cypress@diagnostics.be)  
тел: + 32 (0)15 67 67 68  
Nijverheidsstraat 8  
2235 Hulshout  
Бельгия  
Сайт: [www.diagnostics.be](http://www.diagnostics.be)

Ваш Дистрибьютор

CYANScope RU 2021-04